

ГБУЗ ГKB №64 ДЗМ

Урологическое отделение

Отзыв на медицинское изделие: Экстрактор «Захват» (с каналом) - корзина
Хачина 3x12x9 без кончика диаметр 5,0Fr

Использованы 3 корзинки. Проводилась экстракция и дробление конкрементов в в\3 и с\3 мочеточника 3 и 2 соответственно). Корзинки обладают уверенным захватом. При проведении литотрипсии через канал затруднена визуализация кончика волокна, дробление проводится «наощупь». Ирригация жидкостью затруднена из-за большого диаметра (5Fr). Однако, повреждение корзинок лазерным волокном (излучением) не было. При улучшении возможности ирригации (уменьшении диаметра) эксплуатационные свойства ,вероятно, будут намного лучше.

Ручка привычная, съемная, удобная.

Заведующий урологическим отделением



Шехтман М.С.

03.06.15г.